Siccasan® - Augengel

5 % Dexpanthenol

Beschreibung:

Siccasan® - Augengel verbessert den Tränenfilm und schützt die Augenoberfläche. Siccasan® - Augengel ist ein besonders weiches und geschmeidiges Augengel, das sich sehr gut auf der Augenoberfläche verteilt. Dadurch wird das Gefühl brennende, trockene oder müde Augen zu haben, gelindert. Die Augenlider gleiten problemlos über Horn- und Bindehaut.

Siccasan® - Augengel ist für alle Symptome des Trockenen Auges geeignet. Es bewirkt eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit mechanischer Beanspruchung:

- Bei Umweltstress: Sonne, Wind, Kälte, Rauch, Klimaanlagen und Heizungsluft
- Sehstress z.B. durch intensive Computerarbeit, Fernsehen oder n\u00e4chtliches Autofahren
- Für Kontaktlinsenträger
- Fortgeschrittenes Alter
- Therapien mit Antidepressiva, Anxiolytika, Hormonen und Antihistaminen

Anwendung:

Zum Eintropfen in den Bindehautsack.

Wenden Sie **Siccasan®** - **Augengel** immer genau nach Anweisung gemäß dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die Dosierung einzuhalten.







3



4.



Dosierung:

Erwachsene:

3 bis 5 mal täglich und vor dem Schlafengehen 1 Tropfen Gel in den Bindehautsack eintropfen. Die Tube beim Eintropfen senkrecht nach unten halten.

Bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Augenpräparaten soll zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Präparate mindestens ein Zeitraum von etwa 15 Minuten liegen.

Siccasan® - Augengel sollte stets als Letztes angewendet werden. Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung von **Siccasan® - Augengel** entfernt und erst 15 Minuten danach wieder eingesetzt werden.

Zusammensetzung:

5 % Dexpanthenol, Cetrimid, Natriumedetat, Carbomer, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke

Packungsgröße:

1 Tube zu 10 g

Aufbewahrung:

Siccasan® - Augengel sollte bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahrt werden. Nach Anbruch 6 Wochen verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht verwenden. Bitte bewahren Sie Siccasan® - Augengel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller:

AGEPHA Pharma s.r.o., Dial'nicna cesta 5, 90301 Senec, Slowakische Republik www.agepha.com, office@agepha.com

Stand der Information:

Juli 2017







Siccasan® – Eye Gel

5 % Dexpanthenol

Description:

Siccasan® – **Eye Gel** replenishes the eyes natural tear film and protects the ocular surface. **Siccasan®** – **Eye Gel** is a particularly soft and smooth eye gel which distributes quickly over the ocular surface. This rapidly eases the sensation of burning, dry or tired eyes. The eye lids glide over cornea and conjunctiva without resistance.

Siccasan® – **Eye Gel** is suitable for all symptoms of irritated and dry eyes. It provides long lasting relieve from discomfort caused by:

- Environmental stress: sun, wind, cold, smoke, air conditioning and heating
- Visual stress due to, for example, computer screens, television and driving at night
- Wearing of contact lenses
- Advanced age
- Consumption of antidepressants, anxiolytics, hormones and antihistamines

Administration:

For administration in the conjunctival sac of the eye.

Always use **Siccasan® – Eye Gel** according to instructions of this leaflet. If you are not sure, please ask your doctor or pharmacist. If your doctor did not tell you otherwise, follow the dosage mentioned in this leaflet.









Dosage:

Adults:

Administrate 3 – 5 times daily and before going to bed 1 drop gel into the conjunctival sac. Hold the tube upright.

If you are using any additional ophthalmic products, please keep administration at least 15 minutes apart. **Siccasan® – Eye Gel** should always be used last.

Contact lenses should be removed before administering **Siccasan® – Eye Gel** and only be replaced 15 minutes later.

Composition:

5 % dexpanthenol, cetrimide, sodium edetate, carbomer, sodium hydroxide, water for injections

Package size:

1 tube with 10 g

Storage:

Siccasan® – Eye Gel should be stored at room temperature (15-25 °C). Discard 6 weeks after initial use. Do not use after expiry date. Please keep Siccasan® – Eye Gel out of reach of children.

Manufacturer:

AGEPHA Pharma s.r.o., Dial'nicna cesta 5, 90301 Senec, Slovak Republic www.agepha.com, office@agepha.com

Information as of:

July 2017





